



Care@Home™

Emergency Pendant Plus

Benutzerhandbuch



Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	3
2. Koppeln des Alarmanhängers.....	4
3. Betrieb des Alarmanhängers.....	5
3.1. Benachrichtigungen	5
3.2. LED-Anzeigen	5
3.3. Überwachung.....	5
4. Batterieaustausch	6
5. Spezifikationen	9

1. Übersicht

Der Essence Emergency Pendant Plus (EPP) und Emergency Pendant Plus Jewelry (EPPJ) sind innovative, tragbare und multifunktionale Notfallgeräte zur Signalisierung von Notfallsituationen, die in die Care@Home™-Lösung integriert sind.

Der Alarmanhänger sollte stets vom Bewohner getragen werden. Das EPP kann um den Hals oder am Handgelenk getragen werden. Das Trageband und das Armband werden mitgeliefert. Das EPPJ wird um den Hals getragen. Eine Kette wird mitgeliefert.

Wenn die Alarmanhänger-Taste gedrückt wird, sendet der Alarmanhänger über ein Funksignal eine Notfallo meldung an die Basisstation, die wiederum die Nachricht an die Notfallzentrale weiterleitet.

Der Alarmanhänger umfasst folgende Funktionen:

- Vollständig wasserdicht (IP67)
- Drahtlose Verbindung mit der Basisstation, die im Freien eine Funkreichweite von bis zu 400 m erreichen kann
- Batterie-Lebensdauer von bis zu 5 Jahren
- Konfigurierbare Tastendruckdauer
- Leichtes Gewicht
- LED-Anzeige



2. Koppeln des Alarmanhängers

Der Alarmanhänger muss vor der ersten Verwendung mit der Basisstation gekoppelt werden.

Kopplung des Alarmanhängers:

1. Halten Sie die **Kopplungstaste** auf der Basisstation drei Sekunden lang gedrückt.
Der **NOTFALL**-Tastenring blinkt blau.



2. Drücken Sie die Alarmtaste am Anhänger.
3. Der **NOTFALL**-Tastenring blinkt blau und die Basisstation gibt eine Sprachansage „Gerät erfolgreich hinzugefügt“.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Kopplungsvorgang erfolgreich durchgeführt wurde. Der Vorgang kann folgende Ergebnisse haben:

Verhalten der Basisstation	Bedeutung
Der NOTFALL -Tastenring blinkt blau.	Der Kopplungsvorgang war erfolgreich
Die Basisstation piepst und der NOTFALL -Tastenring leuchtet 2 Sekunden lang rot.	Der Kopplungsvorgang war nicht erfolgreich. Versuchen Sie es erneut.
Die Basisstation piepst und der NOTFALL -Tastenring leuchtet blau und die NOTFALL -Taste leuchtet rot.	Dieser Alarmanhänger wurde bereits mit dieser Basisstation gekoppelt.
Die Basisstation piepst und der NOTFALL -Tastenring leuchtet rot	Der Speicher der Basisstation ist voll. Es können keine weiteren Geräte gekoppelt werden.

3. Betrieb des Alarmanhängers

Der Bewohner bedient den Alarmanhänger, indem er die Alarmanhänger-Taste drückt.



WARNUNG! Das Verschlucken der in diesem Produkt enthaltenen Batterie kann innerhalb von 2 Stunden zu schwerwiegenden inneren Verbrennungen führen und tödlich enden.

3.1. Benachrichtigungen

Der Alarmanhänger sendet Benachrichtigungen an die Basisstation, wenn der Bewohner die Alarmanhänger-Taste drückt. Abhängig davon, wie die Basisstation konfiguriert ist, sendet der Alarmanhänger zudem periodisch Informationen an die Basisstation, einschließlich Angaben in Bezug auf:

- die Temperatur
- den Ladezustand der Alarmanhänger-Batterie

3.2. LED-Anzeigen

Die Alarmanhänger-LED leuchtet wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

LED	Situation
Blinkt 8 Sekunden lang rot .	Die Alarmanhänger-Taste wird gerade gedrückt.
Leuchtet grün	Die Batterie wurde gerade ausgetauscht.

3.3. Überwachung

Der Anhänger ist ein überwachtes Gerät. Der Alarmanhänger sendet seinen Status periodisch an die Basisstation. Die Häufigkeit der Berichtsperioden kann konfiguriert werden. Wenn die Basisstation nach einer vordefinierten Zeit keine Statusmeldung empfängt, sendet die Basisstation eine Meldung an die Notfallzentrale, dass die **Überwachung verlorengegangen** ist.

4. Batterieaustausch

Das EPP und EPPJ verwenden eine 3V CR2450 Lithiumbatterie.

Befolgen Sie den Vorgang für das jeweilige Gerät:

- Batterieaustausch beim EPP
- Batterieaustausch beim EPPJ



WARNUNG! Eine neue Batterie kann das Gerät beschädigen, wenn sie falsch eingesetzt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich die Batteriefachabdeckung nicht richtig schließen lässt. Neue und gebrauchte Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Um die Batterie auszutauschen:

1. Das flache Ende des Kunststoffspatels zwischen dem Punkt und der Gummidichtung einführen und vorsichtig reindrücken.



2. Den Spatel drehen, um die obere Abdeckung vom Gerät zu lösen.



3. Die obere Abdeckung entfernen und das Gerät umdrehen.

4. Die alte Batterie entfernen.



5. Die neue Batterie mit dem Plus-Zeichen (+) nach oben einlegen.



6. Die Gummidichtung wieder richtig anbringen.
7. Die rückseitige Abdeckung wieder auf der oberen Abdeckung positionieren.



8. Die zwei Abdeckungen festhalten und das Gerät wieder umdrehen und sicherstellen, dass die Gummiabdichtung nicht verrutscht.



9. Den Punkt der vorderen Abdeckung auf den Punkt der hinteren Abdeckung ausrichten.



10. Die zwei Abdeckungen zusammendrücken, bis sie einrasten (zuvor nochmal kontrollieren, ob die Gummidichtung richtig positioniert ist).



5. Spezifikationen

Kategorie	Daten
Teilenummer	ES700EPP, ES700EPPJ
Kommunikation	- proprietäres bidirektionales Funkprotokoll - FSK-Modulation: 869,225 MHz (Europa) 868,3 MHz (Asien) 916,5 MHz (Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland) - RF-Reichweite: 350 m – Freiluft HINWEIS: Die Funkreichweite wird über den freien Speicherplatz in einer Umgebung mit geringer Interferenz getestet - Kodierung: 32-Bit-ID, über 4 Milliarden Kombinationen
Stromversorgung	- Eine 3V CR2450 Lithiumbatterie - Zugelassene Hersteller: Panasonic und Energizer - Batterie-Lebensdauer bis zu 5 Jahre HINWEIS: Die nominelle Batterie-Lebensdauer wird gemäß den Standardnutzungsparametern von Essence berechnet.
Physik	- EPP - Maße (B x Durchmesser): 12 x 40 mm - Gewicht: 15 g einschließlich Batterie, ohne Trageband - Farboptionen (Farbe an Knopf, Armband und Trageband) - Marineblau: ES700EPP-US-M03 - French Rose: ES700EPP-US-M04 - Aschgrau: (Armband und Trageband sind schwarz), ES700EPP- - EPPJ - Maße (B x Durchmesser): 16 x 42 mm - Gewicht: 23 g einschließlich Batterie, ohne Kette - Farbe, ohne Zusatzartikel: - Gehäuse: Weiß - Taste: helles Perlmutter

Kategorie	Daten
Umgebung	● Betriebstemperaturbereich: -10°C - 55°C ● Lagertemperaturbereich: -20°C - 70°C ● Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: Bis zu 93% nicht kondensierend ● Wasser- und staubdicht: IP67 ● EN50130-5 Umweltklasse 1
Zertifizierungen und Genehmigungen	● CE ● FCC, IC ● UL1637 ● EN 50134-2

Rechtshinweis und Haftungsausschluss

Die Nutzung dieses Dokuments und der darin enthaltenen Informationen (einschließlich der Produktinformationen) unterliegt den folgenden Bedingungen und anwendbaren Gesetzen. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sollten Sie das Dokument nicht weiterverwenden.

Dieses Dokument enthält streng vertrauliche Informationen, die Eigentum von Essence SmartCare Ltd. und/oder seinen Tochtergesellschaften sind (nachfolgend „Essence“) sind. Kein Teil dieses Dokuments darf auf irgendeine Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Essence von Dritten verwendet, kopiert, veröffentlicht oder an Dritte übermittelt werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrem Wissen und zur Auftragsverhandlung. Essence gibt keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich dieser Informationen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Jede Entscheidung, sich auf die hierin enthaltenen Informationen zu verlassen, liegen ausschließlich in Ihrer Verantwortung und Essence übernimmt keine Haftung bezüglich Ihrer Entscheidung diese Informationen zu verwenden oder für daraus resultierende Schäden.

In bestimmten Gesetzgebungen ist Haftungseinschränkung für implizite Garantien oder Haftungsausschluss bzw. -einschränkung für bestimmte Schäden untersagt. Trifft dies in Ihrem Falle zu, gelten einige oder alle der oben genannten Haftungsausschlüsse oder Einschränkungen für Sie möglicherweise nicht.

Durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen stimmen Sie zu, dass die Gesetze des Staates Israel, ohne Beachtung der Grundsätze eines Gesetzeskonflikts, alle Streitigkeiten jeder Art, die zwischen Ihnen und Essence in Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen entstehen können, regeln und dass jegliche solche Streitigkeit ausschließlich am zuständigen Gericht in Tel Aviv-Jaffa, Israel geregelt wird.

Sämtliche registrierten oder nicht registrierten Marken, Produktnamen, Logos und andere in diesem Dokument verwendete Dienstleistungsmarken sind Eigentum von Essence oder den jeweiligen Inhabern. Die gemachten Ausführungen können keinesfalls implizit oder durch Ausschließung oder auf sonstige Weise so ausgelegt werden, dass Lizenzen, Patentrechte oder Markenbezeichnungen von Essence oder Dritten übertragen werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Essence darf keines der Waren- oder Markenzeichen verwendet werden.

Dieses Dokument und jeglicher Inhalt sind geschütztes intellektuelles Eigentum von Essence. Das Kopieren bzw. die Vervielfältigung und Weiterverwendung, Adaption, Verteilung und Übersetzung ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Essence ist untersagt.

Bitte lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA).

© 2024 Alle Rechte vorbehalten für Essence SmartCare Ltd.

Weitere Informationen:

Weltweit: <https://www.essencesmartcare.com/de> Info-Germany@essence-grp.com
<https://www.essencesmartcare.com/de/solutions/smartcare-partnerbereich/>